

Die Kompressionsbekleidung der Linie Elegance CoolMax® vereint Ästhetik, Qualität und Tragekomfort.

Eigenschaften des Textil CoolMax®:



- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsregulierend
- Hoher Tragekomfort

Jedes Kleidungsstück der Linie wird sorgfältig und in höchster Qualität in Frankreich angefertigt.

**MATERIALZUSAMMENSETZUNG:**

**69 % Polyester CoolMax®**

**31 % Elastan**




Vergrößerung der Vierkanalfaser, die in CoolMax®-Textilien eingesetzt wird. Diese Kanäle transportieren die Feuchtigkeit schnell an die Oberfläche.

## MESSPUNKTE

Bitte ermitteln Sie anhand der angegebenen Maßtabellen die richtige Größe (Maße vor OP nehmen). Jedes Modell kann auch nach individuellen Maßen angefertigt werden.

Die Lieferzeit für Maßanfertigungen beträgt 5–8 Werktage.



Unsere geschulten Produktberater:innen helfen Ihnen gerne weiter.  
Sie erreichen uns telefonisch unter **07685 90 93 33**

**KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG**

**COOLMAX® FRAUEN**

*Unterhalb Knie bis Taille*



**Mit offenem oder  
geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**


- **Taille**
- **Unterbauch**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**



Die Elegance Lipo-Panty® in Tail-  
lenhöhe lässt sich über einen  
Haken- und Ösenverschluss ver-  
stellen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

## Unterhalb Knie bis Taille



Größe	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Unterhalb Knie bis unter Brust mit Trägern*



**Mit offenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**




Diese Lipo-Panty© verhindert durch den gleichmäßigen Druck postoperative Ödeme, erleichtert die Heilung und begrenzt die Hauterschaffung.

**Materialzusammensetzung:**

69 % Polyester CoolMax®

31 % Elastan

## Unterhalb Knie bis unter Brust mit Trägern



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003



Elegance CoolMax®  
Frauen

EC/002H

*Für BBL: unterhalb Knie bis unter Brust mit Trägern  
Gesäß offen, nach autologem Fetttransfer*



**Mit offenem oder  
geschlossenem Schritt**




**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Oberschenkel**
- **Knie**

Diese Lipo-Panty© verhindert durch den gleichmäßigen Druck postoperative Ödeme, erleichtert die Heilung und begrenzt die Hauterschaffung.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

*Unterhalb Knie bis unter Brust mit Trägern Gesäß  
offen, nach autologem Fetttransfer*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Oberhalb Knie bis unter Brust mit Trägern*



**Mit offenem oder geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**



Die Elegance Short Lipo-panty® (high) lässt sich mit verstellbaren, abnehmbaren Trägern und einem Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

## Oberhalb Knie bis unter Brust mit Trägern



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Knöchel bis unter Brust, mit Fußkeil und Trägern*



**Mit offenem Schritt**




**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**
- **Unterschenkel**

Die Elegance Lipo-Panty® (high) lässt sich mit verstellbaren, abnehmbaren Trägern und einem Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen. Am Knöchel ist ein Fußkeil angebracht.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

*Knöchel bis unter Brust, mit Fußkeil und Trägern*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Knöchel bis Taille, mit Fußkeil*



**Mit offenem oder geschlossenem Schritt**




**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**
- **Unterschenkel**

Die Elegance Lipo-Panty® lässt sich mit einem Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen. Am Knöchel ist ein Fußkeil angebracht.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

## Knöchel bis Taille, mit Fußkeil



Größe	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003



Elegance CoolMax®  
Frauen

EC/006

*Oberhalb Knie bis Taille*



**Mit offenem oder  
geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**


- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**



Die Elegance Lipo-Panty® in Tail-  
lenhöhe lässt sich mit einem  
Haken- und Ösenverschluss opti-  
mal an den Körper anpassen.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

## Oberhalb Knie bis Taille



Größe	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

## *Schritt bis BH (Cup B – C)*



### **Geschlossener Schritt**

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**




Der Elegance-Body ist mit einem integrierten Stretch-Spitzen-BH ausgestattet und lässt sich über verstellbare Träger und unterfütterte Haken- und Ösenverschlüsse an der Seite und im

Schritt optimal an den Körper anpassen.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

## Schritt bis BH (Cup B – C)



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5
1	70 - 75	67 - 72	83 - 88
2	76 - 81	73 - 78	89 - 93
3	82 - 87	79 - 84	94 - 99
4	88 - 93	85 - 90	100 - 105
4+	94 - 99	91 - 96	106 - 112
5	100 - 105	97 - 102	113 - 119
6	106 - 115	103 - 112	120 - 130
7	116 - 121	113 - 118	131 - 141

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Unterhalb Knie bis BH (Cup B – C)*



**Mit offenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**



Der Elegance-Combine ist mit einem integrierten Stretch-Spitzen-BH ausgestattet und lässt sich über verstellbare Träger und einen Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax<sup>®</sup>  
31 % Elasthan

*Unterhalb Knie bis BH (Cup B – C)*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Oberhalb Knie bis BH (Cup B – C)*



**Mit offenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**



Der Elegance-Combine ist mit einem integrierten Stretch-Spitzen-BH ausgestattet und lässt sich über verstellbare Träger und einen Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax<sup>®</sup>  
31 % Elasthan

Oberhalb Knie bis BH (Cup B – C)



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

Lang, mit Fußkeil, bis BH (Cup B – C)



**Mit offenem Schritt\***

*\*Optional mit geschlossenem Schritt.*

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**
- **Unterschenkel**



Der Elegance-Combine (bis zum Knöchel) ist mit einem integrierten Stretch-Spitzen-BH ausgestattet und lässt sich über verstellbare Träger und einen Ösenverschluss optimal anpassen.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

Lang, mit Fußkeil bis BH (Cup B – C)



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Schritt bis Taille (Schritt mit Klettverschluss)*



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:


- **Taille**
- **Unterbauch**
- **Hüfte**



Der Elegance-Hüftgürtel ist mit einem gefütterten Haken- und Ösenverschluss ausgestattet und mit einem Spitzenbesatz verziert.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

## Schritt bis Taille (Schritt mit Klettverschluss)



Größe	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5
1	67 - 72	83 - 88
2	73 - 78	89 - 93
3	79 - 84	94 - 99
4	85 - 90	100 - 105
4+	91 - 96	106 - 112
5	97 - 102	113 - 119
6	103 - 112	120 - 130
7	113 - 118	131 - 141

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003

*Schritt mit Klettverschluss – bis unter Brust*




**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**

Der hohe Hüftgürtel lässt sich über verstellbare Träger und einen unterfütterten Haken- und Ösenverschluss an der Seite optimal an den Körper anpassen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Schritt mit Klettverschluss – bis unter Brust*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5
1	70 - 75	67 - 72	83 - 88
2	76 - 81	73 - 78	89 - 93
3	82 - 87	79 - 84	94 - 99
4	88 - 93	85 - 90	100 - 105
4+	94 - 99	91 - 96	106 - 112
5	100 - 105	97 - 102	113 - 119
6	106 - 115	103 - 112	120 - 130
7	116 - 121	113 - 118	131 - 141

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 12/12/2003



**MEDICALZ®**  
**BODY GRAND DORSAL**

Elegance CoolMax®  
Frauen

EC/015

*Schritt bis BH (Cup A – E)*



**Nur als Maßanfertigung**

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**



Dieser Body verhindert durch den gleichmäßigen Druck postoperative Ödeme, erleichtert die Heilung und begrenzt die Hautschlaffung.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Schritt bis BH (Cup A – E)*

---

**Nur als Maßanfertigung**



**Zu den Maßblättern**



Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 25/05/2007



**MEDICALZ®**  
**LIPO-PANTY / BRAS**

Elegance CoolMax®  
Frauen

EC/016

*Oberhalb Knie bis unter Brust / Schultern / 1/2 Arm*



**Mit offenem Schritt\***

*\*Optional mit geschlossenem Schritt.*

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Oberer Rücken**
- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Oberarme**



Der Elegance Lipo-Panty©/Bra lässt sich durch einen Klettverschluss oberhalb der Brust sowie einen mittigen Haken- und Ösenverschluss perfekt an den Körper anpassen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

*Oberhalb Knie bis unter Brust / Schultern / 1/2 Arm*



Größe	Unter- brust (cm)	Taille (cm)	Becken (cm)	Ober- schenkel (cm)	Umfang Bizeps (cm)
	3	4	5	6	9
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49	25 - 29
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55	29 - 33
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59	33 - 37
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62	37 - 41
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67	41 - 45
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72	45 - 49
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77	49 - 53
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82	53 - 57

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 25/05/2007

*Unterhalb Knie bis unter Brust, mit Trägern,  
Beininnenseite nahtlos (geschlossener Schritt)*



**Mit geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**




Die Panytlift© lässt sich mit einem Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen. Die Pantylift besteht aus CoolMax®-Gewebe und besitzt außenliegende Nähte, um den Kontakt zu den

Narben zu vermeiden.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Unterhalb Knie bis unter Brust, mit Trägern,  
Beininnenseite nahtlos (geschlossener Schritt)*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 24/06/2014

*Knöchel mit Fußkeil, bis unter Brust, mit Trägern,  
Beininnenseite nahtlos (geschlossener Schritt)*



**Mit geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**

- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**
- **Unterschenkel**




Die Panytlift© lässt sich mit einem Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen. Die Pantylift besteht aus CoolMax®-Gewebe und besitzt nur außenliegende Nähte, um den Kontakt zu

den Narben zu vermeiden.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Knöchel mit Fußkeil bis unter Brust, mit Trägern,  
Beininnenseite nahtlos (geschlossener Schritt)*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 18/04/2016

*Schritt bis unter Brust, hoher Rücken*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Oberer Rücken**
- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**



Der Elegance-Hüftgürtel mit hohem Rücken lässt sich über verstellbare Träger, einen Haken- und Ösenverschluss sowie einen gefütterten Klettverschluss am Schritt optimal an den Körper anpassen.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Schritt bis unter Brust, hoher Rücken*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5
1	70 - 75	67 - 72	83 - 88
2	76 - 81	73 - 78	89 - 93
3	82 - 87	79 - 84	94 - 99
4	88 - 93	85 - 90	100 - 105
4+	94 - 99	91 - 96	106 - 112
5	100 - 105	97 - 102	113 - 119
6	106 - 115	103 - 112	120 - 130
7	116 - 121	113 - 118	131 - 141

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 23/09/2015

*Oberhalb Knie bis unter Brust, erhöhter Rücken*



**Mit offenem Schritt\***

*\*Optional mit geschlossenem Schritt.*




**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Oberer Rücken**
- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**

Die Lipo-Panty© mit erhöhtem Rücken lässt sich über verstellbare Träger und einen Haken- und Ösenverschluss einstellen.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

*Oberhalb Knie bis unter Brust, erhöhter Rücken*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 04/09/2015

*Unterhalb Knie bis unter Brust, erhöhter Rücken*




**Mit offenem Schritt\***

*\*Optional mit geschlossenem Schritt.*

**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**


- **Oberer Rücken**
- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**



Die Lipo-Panty© mit erhöhtem Rücken lässt sich durch die verstellbaren Träger und einen Haken- und Ösenverschluss optimal an den Körper anpassen.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

*Unterhalb Knie bis unter Brust, erhöhter Rücken*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	71 - 75	63 - 67	83 - 88	44 - 49
2	76 - 80	68 - 72	89 - 93	50 - 55
3	81 - 85	73 - 77	94 - 99	55 - 59
4	86 - 90	78 - 82	100 - 105	59 - 62
4+	91 - 95	83 - 87	106 - 112	63 - 67
5	96 - 100	88 - 92	113 - 119	68 - 72
6	101 - 108	93 - 100	120 - 130	73 - 77
7	109 - 113	101 - 108	131 - 141	78 - 82

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 04/09/2015



**MEDICALZ®**  
**ARM-**  
**KOMPRESSIONS BANDAGE**

Elegance CoolMax®  
Frauen

EC/042



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Oberer Rücken**
- **Oberarme**
- **Unterarme**

Die Armkompressionsbandage kann über zwei Klettverschlüsse (ober- und unterhalb der Brust) verstellt werden.

Materialzusammensetzung:  
59 % Polyester CoolMax®  
24 % Elasthan  
17 % Polyamid



**MEDICALZ®**  
**ARM-**  
**KOMPRESSIONS BANDAGE**

Elegance CoolMax®  
Frauen

EC/042



Größe	Unterbrust (cm) 3	Umfang Bizeps (cm) 9
0	65 - 70	21 - 25
1	70 - 80	25 - 29
2	90 - 90	29 - 33
3	90 - 95	33 - 37
4	95 - 100	37 - 41
5	100 - 110	41 - 45
6	110 - 117	45 - 49

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 02/03/2017



Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:

- **Oberarme**

Diese Armlinge verhindern durch den gleichmäßigen Druck post-operative Ödeme, erleichtern die Heilung und begrenzen die Hauterschaffung.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan



Größe	Umfang Bizeps (cm)
	9
0	21 - 25
1	25 - 29
2	29 - 33
3	33 - 37
4	37 - 41
5	41 - 45
6	45 - 49

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 02/08/2019

**KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG**

**COOLMAX® MÄNNER**

*Knöchel bis unter Brust, mit Trägern und Fußkeil*



**Mit offenem oder  
geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**


- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**
- **Oberschenkel**
- **Knie**
- **Unterschenkel**



Die MedicalZ-Lipo-Panty© für Männer ist mit einem Reißverschluss auf der Vorderseite ausgestattet, der für zusätzlichen Komfort mit Samt unterfüttert ist.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Knöchel bis unter Brust, mit Trägern und Fußkeil*



Größe	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	83 - 87	107 - 112	68 - 71
2	88 - 92	113 - 118	72 - 75
3	93 - 97	119 - 124	76 - 79
4	98 - 102	125 - 130	80 - 85
5	103 - 109	131 - 137	86 - 91
6	110 - 116	138 - 144	92 - 97

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 18/11/2015

## Schulter bis oberhalb Knie



**Mit offenem oder  
geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**


- Oberer Rücken
- Unterer Rücken
- Brust
- Oberbauch
- Unterbauch
- Taille
- Hüfte
- Gesäß



Der Combine für Männer ist mit einem Reißverschluss auf der Vorderseite ausgestattet, der für zusätzlichen Komfort mit Samt unterfüttert ist.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elastan

## Schulter bis oberhalb Knie



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	95 - 100	78 - 85	85 - 95	51 - 53
2	101 - 105	86 - 93	96 - 101	54 - 56
3	106 - 110	94 - 101	102 - 107	57 - 59
4	111 - 115	102 - 109	108 - 113	60 - 63
5	116 - 120	110 - 117	114 - 118	64 - 66
6	121 - 125	118 - 125	119 - 125	67 - 70
7	126 - 130	126 - 130	126 - 130	71 - 73

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 08/12/2016

## Brustbandage



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:


- Oberer Rücken
- Brust



Der Bolero für Männer ist mit einem Reißverschluss auf der Vorderseite ausgestattet, der für zusätzlichen Komfort mit Samt unterfüttert ist.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

## Brustbandage



Größe	Unterbrust (cm)
00	75 - 90
0	90 - 95
1	95 - 100
2	100 - 105
3	105 - 110
4	110 - 115
5	115 - 120
6	120 - 125

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 08/12/2016

## *Oberschenkel bis unter Brust*



**Mit offenem oder  
geschlossenem Schritt**

**Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:**


- **Unterer Rücken**
- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**
- **Hüfte**
- **Gesäß**



Die Lipo-Panty© für Männer verhindert durch den gleichmäßigen Druck postoperative Ödeme, erleichtert die Heilung und begrenzt die Hauterschaffung.

**Materialzusammensetzung:**  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

*Proximal. Oberschenkel bis unter Brust*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	95 - 100	78 - 85	85 - 95	51 - 53
2	101 - 105	86 - 93	96 - 101	54 - 56
3	106 - 110	94 - 101	102 - 107	57 - 59
4	111 - 115	102 - 109	108 - 113	60 - 63
5	116 - 120	110 - 117	114 - 118	64 - 66
6	121 - 125	118 - 125	119 - 125	67 - 70
7	126 - 130	126 - 130	126 - 130	71 - 73

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 04/03/2019

## Schulter bis unterhalb Knie



### Mit offenem Schritt

Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:


- Oberer Rücken
- Unterer Rücken
- Brust
- Oberbauch
- Unterbauch
- Taille
- Hüfte
- Gesäß
- Oberschenkel
- Knie



Der Combine lässt sich durch einen Reißverschluss an der Vorderseite schließen und verhindert durch den gleichmäßigen Druck postoperative Ödeme.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester CoolMax®  
31 % Elasthan

## Schulter bis unterhalb Knie



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5	Oberschenkel (cm) 6
1	95 - 100	78 - 85	85 - 95	51 - 53
2	101 - 105	86 - 93	96 - 101	54 - 56
3	106 - 110	94 - 101	102 - 107	57 - 59
4	111 - 115	102 - 109	108 - 113	60 - 63
5	116 - 120	110 - 117	114 - 118	64 - 66
6	121 - 125	118 - 125	119 - 125	67 - 70
7	126 - 130	126 - 130	126 - 130	71 - 73

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 14/01/2019


**KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG**

**ZBRA**

Lycra® ist ein dehnbares und gleichzeitig widerstandsfähiges Elastan. Dadurch ermöglicht die Linie Lycra® gleichmäßigen Druck und fest definierte Kompression, abgestimmt auf die spezifischen Eingriffe.

Klinische Studien bestätigen eine optimale Wirksamkeit aufgrund des Lycra®-Materials.

- Hexagonale Gewebestruktur
- Kontrollierter Druck in alle Richtungen durch längs- und querelastisches Gewebe
- In sechs Richtungen dehnbares Stretchgewebe
- Wurde speziell für eine optimale Kompression von 17–24 mmHg entwickelt




Lycra® bietet alle notwendigen Eigenschaften zur Reduzierung von Ödemen und zur Vorbeugung von hypertrophen und keloiden Narben.

## MESSPUNKTE

Bitte ermitteln Sie anhand der angegebenen Maßtabellen die richtige Größe (Maße vor OP). Jedes Modell kann auch nach individuellen Maßen angefertigt werden.

Die Lieferzeit für Maßanfertigungen beträgt 5–8 Werktage.



Unsere geschulten Produktberater:innen helfen Ihnen gerne weiter.  
Sie erreichen uns telefonisch unter **07685 90 93 33**

## Unverstellbare Schulterträger



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Brust**

**Anwendung:**

- **Nach Brustimplantat**
- **Nach Brustverkleinerung**
- **Nach Bruststraffung**



Das im ZBra® verarbeitete Elasthan ermöglicht besseren Halt, während Fresh Fabrics® Soft für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement sorgt. Flache Nähte vermeiden Hautirritationen.


Materialzusammensetzung:

67 % Polyamide

19 % Elasthan

14 % Polyester

## Unverstellbare Schulterträger



Europäische Größe	65	70	75	80	85	90	95	100
Französische Größe	80	85	90	85	100	105	110	115
US-Größe	30	32	34	36	38	40	42	44
Unter der Brust (cm) <sup>3</sup>	68 - 72	73 - 77	78 - 82	83 - 87	88 - 92	93 - 97	98 - 102	103 - 107
Brustumfang (in cm) <sup>2</sup>								
Cup A	77 - 79	82 - 84	87 - 89	92 - 94	97 - 99	102 - 104	107 - 109	112 - 114
Cup B	79 - 81	84 - 86	89 - 91	94 - 96	99 - 101	104 - 106	109 - 111	114 - 116
Cup C	81 - 83	86 - 88	91 - 93	96 - 98	101 - 103	106 - 108	111 - 113	116 - 118
Cup D	83 - 85	88 - 90	93 - 95	98 - 100	103 - 105	108 - 110	113 - 115	118 - 120
Cup E	85 - 87	90 - 92	95 - 97	100 - 102	105 - 107	110 - 112	115 - 117	120 - 122

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 23/05/2007

## Verstellbare Schulterträger



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Brust**

**Anwendung:**

- **Nach Brustimplantat**
- **Nach Brustverkleinerung**
- **Nach Bruststraffung**



Der ZBra® ermöglicht besseren Halt bei optimalem Feuchtigkeitsmanagement. Flache Nähte reduzieren Hautirritationen und verstellbare Träger ermöglichen optimale Anpassung.


Materialzusammensetzung:

67 % Polyamide

19 % Elasthan

14 % Polyester

## Verstellbare Schulterträger



Europäische Größe	65	70	75	80	85	90	95	100
Französische Größe	80	85	90	85	100	105	110	115
US-Größe	30	32	34	36	38	40	42	44
Unter der Brust (cm) <sup>3</sup>	68 - 72	73 - 77	78 - 82	83 - 87	88 - 92	93 - 97	98 - 102	103 - 107
Brustumfang (in cm) <sup>2</sup>								
Cup A	77 - 79	82 - 84	87 - 89	92 - 94	97 - 99	102 - 104	107 - 109	112 - 114
Cup B	79 - 81	84 - 86	89 - 91	94 - 96	99 - 101	104 - 106	109 - 111	114 - 116
Cup C	81 - 83	86 - 88	91 - 93	96 - 98	101 - 103	106 - 108	111 - 113	116 - 118
Cup D	83 - 85	88 - 90	93 - 95	98 - 100	103 - 105	108 - 110	113 - 115	118 - 120
Cup E	85 - 87	90 - 92	95 - 97	100 - 102	105 - 107	110 - 112	115 - 117	120 - 122

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 25/05/2007

## Verstellbare Schulterträger mit integr. Stuttgarter Gürtel



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Brust**

Anwendung:

- **Nach Brustimplantat**



Materialzusammensetzung ZBra:

67 % Polyamide

19 % Elasthan

14 % Polyester

Materialzusammensetzung


Stuttgarter Gürtel:

81 % Polyamide

13 % Elasthan

6 % Polyurethan

## Verstellbare Schulterträger mit integr. Stuttgarter Gürtel



Europäische Größe	65	70	75	80	85	90	95	100
Französische Größe	80	85	90	85	100	105	110	115
US-Größe	30	32	34	36	38	40	42	44
Unter der Brust (cm) <sup>3</sup>	68 - 72	73 - 77	78 - 82	83 - 87	88 - 92	93 - 97	98 - 102	103 - 107
Brustumfang (in cm) <sup>2</sup>								
Cup A	77 - 79	82 - 84	87 - 89	92 - 94	97 - 99	102 - 104	107 - 109	112 - 114
Cup B	79 - 81	84 - 86	89 - 91	94 - 96	99 - 101	104 - 106	109 - 111	114 - 116
Cup C	81 - 83	86 - 88	91 - 93	96 - 98	101 - 103	106 - 108	111 - 113	116 - 118
Cup D	83 - 85	88 - 90	93 - 95	98 - 100	103 - 105	108 - 110	113 - 115	118 - 120
Cup E	85 - 87	90 - 92	95 - 97	100 - 102	105 - 107	110 - 112	115 - 117	120 - 122

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 25/05/2007

## Verstellbare Schulterträger nach autologem Fetttransfer



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Brust**

**Anwendung:**

- **Nach autologem Fetttransfer**



Der ZBra® ermöglicht besseren Halt bei optimalem Feuchtigkeitsmanagement. Flache Nähte reduzieren Hautirritationen und verstellbare Träger ermöglichen optimale Anpassung.


Materialzusammensetzung ZBra:

67 % Polyamide

19 % Elasthan

14 % Polyester

## Verstellbare Schulterträger nach autologem Fetttransfer



Europäische Größe	65	70	75	80	85
Französische Größe	80	85	90	85	100
US-Größe	30	32	34	36	38
Unter der Brust (cm) <sup>3</sup>	68 - 72	73 - 77	78 - 82	83 - 87	88 - 92
Brustumfang (in cm) <sup>2</sup>					
Cup B	79 - 81	84 - 86	89 - 91	94 - 96	99 - 101
Cup C	81 - 83	86 - 88	91 - 93	96 - 98	101 - 103
Cup D	83 - 85	88 - 90	93 - 95	98 - 100	103 - 105

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 05/01/2015

 **MEDICALZ®**  
**BRUST-  
DRUCKBANDAGEN**

*STUTTGARTER GÜRTEL*

Kompressions-BH  
ZBra®

S/013



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Brust**

**Anwendung:**

- **Nach Brustimplantat**

Der Stuttgarter Gürtel beugt Fibrose vor, verbessert die Einheilung und Stabilisierung der Implantate in der gewünschten Position.


Materialzusammensetzung ZBra:

83 % Polyamide

17 % Elasthan

 **MEDICALZ<sup>®</sup>**  
**BRUST-  
DRUCKBANDAGEN**

*STUTTGARTER GÜRTEL*



Größe	Brustumfang (unter der Achselhöhle) <sup>1</sup>
00	75 - 80
0	80 - 85
1	85 - 90
2	90 - 95
3	95 - 100
4	100 - 105
5	105 - 110
6	110 - 115

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999


# KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG

**LYCRA®**

Lycra® ist ein dehnbares und gleichzeitig widerstandsfähiges Elastan. Dadurch ermöglicht die Linie Lycra® gleichmäßigen Druck und fest definierte Kompression, abgestimmt auf die spezifischen Eingriffe.

Klinische Studien bestätigen eine optimale Wirksamkeit aufgrund des Lycra®-Materials.

- Hexagonale Gewebestruktur
- Kontrollierter Druck in alle Richtungen durch längs- und querelastisches Gewebe
- In sechs Richtungen dehnbares Stretchgewebe
- Wurde speziell für eine optimale Kompression von 17–24 mmHg entwickelt




Lycra® bietet alle notwendigen Eigenschaften zur Reduzierung von Ödemen und zur Vorbeugung von hypertrophen und keloiden Narben.

## MESSPUNKTE

Bitte ermitteln Sie anhand der angegebenen Maßtabellen die richtige Größe (Maße vor OP). Jedes Modell kann auch nach individuellen Maßen angefertigt werden.

Die Lieferzeit für Maßanfertigungen beträgt 5–8 Werktage.



Unsere geschulten Produktberater:innen helfen Ihnen gerne weiter.  
Sie erreichen uns telefonisch unter **07685 90 93 33**



**MEDICALZ®**  
**HÜFTGÜRTEL MÄNNER**

Lycra®  
Männer

S/005

*Schritt bis Taille mit Pelotte*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Unterbauch**




Der Hüftgürtel für Männer lässt sich über verstellbare Klettverschlüsse an der Seite und im Schritt optimal anpassen. Der Schaumstoff kann auf die betreffende Narbe geschoben werden.

**Materialzusammensetzung:**

64 % Polyamid

26 % Elasthan

### Schritt bis Taille mit Pelotte



Größe	Taille (cm)	Becken (cm)
	4	5
1	63 - 77	80 - 95
2	78 - 92	96 - 110
3	93 - 114	111 - 130
4	115 - 129	131 - 140
5	130 - 144	141 - 150
6	145 - 151	151 - 160
7	152 - 158	161 - 170

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999



MEDICALZ®  
**HÜFTGÜRTEL FRAUEN**

Lycra®  
Frauen

S/006

*Schritt bis Taille mit Pelotte*



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Unterbauch**




Der Hüftgürtel für Frauen lässt sich über verstellbare Klettverschlüsse an der Seite und im Schritt optimal anpassen. Der Schaumstoff kann auf die betreffende Narbe geschoben werden.

Materialzusammensetzung:

64 % Polyamid

26 % Elasthan

## Schritt bis Taille mit Pelotte



Größe	Taille (cm)	Becken (cm)
	4	5
1	63 - 77	80 - 95
2	78 - 92	96 - 110
3	93 - 114	111 - 130
4	115 - 129	131 - 140
5	130 - 144	141 - 150
6	145 - 151	151 - 160
7	152 - 158	161 - 170

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

 **MEDICALZ®**  
**HÜFTGÜRTEL MÄNNER**

Lycra®  
Männer

S/007

*Schritt bis unter Brust mit Pelotte und Träger*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**




Der Hüftgürtel für Männer lässt sich über verstellbare Klettverschlüsse an der Seite und im Schritt optimal anpassen. Der Schaumstoff kann auf die betreffende Narbe geschoben werden.

**Materialzusammensetzung:**

64 % Polyamid

26 % Elasthan

*Schritt bis unter Brust mit Pelotte und Träger*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5
1	65 - 79	63 - 77	80 - 95
2	80 - 94	78 - 92	96 - 110
3	95 - 116	93 - 114	111 - 130
4	117 - 131	115 - 129	131 - 140
5	132 - 136	130 - 144	141 - 150
6	137 - 151	145 - 151	151 - 160
7	152 - 166	152 - 158	161 - 170

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

*Schritt bis unter Brust mit Pelotte und Träger*



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**




Der Hüftgürtel für Frauen lässt sich über verstellbare Klettverschlüsse an der Seite und im Schritt optimal anpassen. Der Schaumstoff kann auf die betreffende Narbe geschoben werden.

Materialzusammensetzung:

64 % Polyamid

26 % Elasthan

*Schritt bis unter Brust mit Pelotte und Träger*



Größe	Unterbrust (cm) 3	Taille (cm) 4	Becken (cm) 5
1	65 - 79	63 - 77	80 - 95
2	80 - 94	78 - 92	96 - 110
3	95 - 116	93 - 114	111 - 130
4	117 - 131	115 - 129	131 - 140
5	132 - 136	130 - 144	141 - 150
6	137 - 151	145 - 151	151 - 160
7	152 - 166	152 - 158	161 - 170

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

## Abdominaler Gurt



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Oberbauch**
- **Unterbauch**
- **Taille**


Der Abdominalgurt für Männer ist mit eingenähten Stäben für zusätzlichen Halt ausgestattet und ermöglicht durch verstellbare Klettverschlüsse maximale Kompression.

**Materialzusammensetzung:**

86 % Polyamid

14 % Elasthan

## Abdominaler Gurt



Größe	Taille (cm)	Becken (cm)
	4	5
1	78 - 85	85 - 95
2	86 - 93	96 - 101
3	94 - 101	102 - 107
4	102 - 109	108 - 113
5	110 - 117	114 - 118
6	118 - 125	119 - 125
7	126 - 130	126 - 130

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

*Abdominaler Gurt – Höhe 23 cm, mit 2 Klettverschlüssen*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Oberbauch**
- **Unterbauch**

Der Abdominalgurt mit zwei Klettverschlüssen ist für Frauen und Männer geeignet.


Der Hüftgürtel gewährleistet optimalen Halt, Komfort und Bewegungsfreiheit.

**Materialzusammensetzung:**

74 % Polyamid

26 % Elasthan

*Abdominaler Gurt – Höhe 23 cm, mit 2 Klettverschlüssen*



Größe	Taille (cm)	Becken (cm)
	4	5
1	50 - 65	85 - 95
2	65 - 85	96 - 101
3	85 - 100	102 - 107
4	100 - 120	108 - 113
5	120 - 140	114 - 118
6	140 - 160	119 - 125

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 23/01/2012

## *Abdominaler Gurt – Höhe 30 cm, mit 3 Klettverschlüssen*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Oberbauch**
- **Unterbauch**

Der Abdominalgurt mit zwei Klettverschlüssen ist für Frauen und Männer geeignet.


Der Hüftgürtel gewährleistet optimalen Halt, Komfort und Bewegungsfreiheit.

**Materialzusammensetzung:**

74 % Polyamid

26 % Elasthan

*Abdominaler Gurt – Höhe 30 cm, mit 3 Klettverschlüssen*



Größe	Taille (cm)		Becken (cm)	
	4		5	
1	50 - 65		85 - 95	
2	65 - 85		96 - 101	
3	85 - 100		102 - 107	
4	100 - 120		108 - 113	
5	120 - 140		114 - 118	
6	140 - 160		119 - 125	

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 23/01/2012

**KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG**

# **THORAX-CHIRURGIE**

 **MEDICALZ®**  
**CARDIO**  
**KOMPRESSIOWESTE**

*Thorax-Weste*



Elegance CoolMax®  
Männer

EC/038

Geeignet für die Kompression in  
folgenden Bereichen:

- **Brust**
- **Sternum**



Die Cardio-Kompressionsweste für Männer ist mit einem Reißverschluss auf der Vorderseite ausgestattet, der für zusätzlichen Komfort mit Samt unterlegt ist.

Materialzusammensetzung:  
46 % Polyester CoolMax®  
33 % Polyamid  
21 % Elasthan




**MEDICALZ®**  
**CARDIO**  
**KOMPRESSIONSWESTE**

Elegance CoolMax®  
Männer

EC/038

*Thorax-Weste*



Größe	Thorax - Achselhöhle (cm) 2	Unter Brust 3
00	82 - 97	75 - 90
0	97 - 102	90 - 95
1	102 - 107	95 - 100
2	107 - 112	100 - 105
3	112 - 117	105 - 110
4	117 - 122	110 - 115
5	122 - 127	115 - 120
6	127 - 132	120 - 125
7	132 - 137	125 - 130
8	137 - 142	130 - 135

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 08/12/2016

## Thorax-Gurt

---



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Brust**
- **Sternum**



Der Thorax-Gurt kommt bei der postoperativen Nachbehandlung von herz- oder thoraxchirurgischen Eingriffen zum Einsatz.


Der Gurt stützt die Brustwand und entlastet das Sternum.

Materialzusammensetzung:

84 % Polyamid

16 % Elasthan

## Thorax-Gurt



Größe	Thorax - Achselhöhle (cm)
	2
1	65 - 75
2	75 - 85
3	85 - 95
4	95 - 105
5	105 - 115
6	115 - 125
7	125 - 135
8	125 - 145
9	145 - 155

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/05/2017

## *Sternum-Kompressor*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Sternum**



Der Sternum-Kompressor ermöglicht einen gleichmäßigen Druck auf dem gesamten Sternumbereich.

So kann die hypertrophe Narbenbildung verhindert werden.

**Materialzusammensetzung:**

79 % Polyamid

21 % Elasthan

## *Sternum-Kompressor*

---

### **Einheitsgröße für Männer und Frauen**

**Die Kompression wird mit dem Schulterklettverschluss und dem seitlichen Klettverschluss eingestellt. Wenn der Brustbereich besonders konkav ist, ermöglicht die Zugabe eines Schaumstoffs, der mit dem Brustgurt geliefert wird, eine optimale Kompression.**


Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

**KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG**


# **VERBRENNUNGS- CHIRURGIE**

## *Kopf/Gesicht*



**BC / 100**

Gesichtsmaske Kopf –  
Gesicht offen




**BC / 101**

Gesichtsmaske Kopf –  
Gesicht geschlossen



**BC / 102**

Kinnbinde  
(Press-Lift nach Maß)



**BC / 103**

Halskragen

## *Oberkörper*




**BC / 300**

Kompressions-Brust-  
bandage mit einem  
Ärmel




**BC / 202**

Kompressionsweste  
mit kurzen Ärmeln




**BC / 203**

Kompressionsweste  
mit langen Ärmeln



**BC / 200**

Kompressionsweste  
ärmellos



**BC / 801**

Sternum-Kompressor



# MEDICALZ® VERBRENNUNGS- CHIRURGIE

Elegance CoolMax®  
Männer und Frauen

Kopf/Gesicht  
Oberkörper

## Material und Anwendung

### Materialanforderungen

Das MedicalZ-Gewebe ermöglicht gleichmäßigen Druck und fest definierte Kompression, abgestimmt auf die spezifischen Eingriffe. So kann das Bindegewebe gleichmäßig regenerieren und die Überproduktion von Collagen während der Maturationsphase, Hypertrophien und Kontrakturen reduziert bzw. verhindert werden.

MedicalZ-Kompressionsbekleidung berücksichtigt die Morphologie des menschlichen Körpers bei optimaler Kompression und ausgezeichnetem Tragekomfort.

### Anwendung

Die Kompressionsbekleidung sollte kontinuierlich, d.h. 24 Stunden pro Tag (entsprechend der Wundsituation), getragen werden. Es sollte so früh wie möglich mit dem Tragen der Kompressionsbekleidung begonnen werden. Die Kompression sollte so lange getragen werden, bis der Maturationsprozess abgeschlossen ist – üblicherweise nach einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten.

Damit die Kompressionsbekleidung regelmäßig gewaschen werden kann, sollte der Patient jeweils eine zweifache Ausstattung erhalten.

### Vermessung

Um einen perfekten Sitz und einen gleichmäßigen Druck der Kompressionsbekleidung/-bandagen zu gewährleisten, ist ein exaktes Vermessen der betroffenen Körperregion notwendig. Nach diesen Maßen werden die Bandagen individuell angefertigt. Für ein sicheres und einfaches Vermessen stehen standardisierte Maßblätter ([www.asclepios.de/massblaetter](http://www.asclepios.de/massblaetter)) zur Verfügung, die ein leichtes und vollständiges Maßnahmen ermöglichen.

### Pflegehinweis

Die Kompressionsbekleidung sollte nach einer Tragedauer von 24 Stunden gewaschen werden. Bei Handwäsche im lauwarmen Wasser mit Neutralseife ist dies über 1000-mal möglich.

### Garantie

Bei Einhaltung der Pflege- und Waschanleitung und einer zweifachen Ausstattung garantieren wir folgende Lebensdauer für die Kompressionsbekleidung nach Maß:

- **6 Monate** für sämtl. Kompressionsbekleidung nach Maß, ausgenommen Handschuhe und Kompressionsbekleidung nach Maß für Kinder.
- **3 Monate** für Handschuhe sowie Kompressionsbekleidung nach Maß für Kinder unter 16 Jahren.

### Optimale Feuchtigkeitsregulierung

Dem unübertroffenen Tragekomfort von MedicalZ CoolMax® liegt die optimale Regulierung der Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche sowie die Regulierung der Körpertemperatur zugrunde. Die neuartige „weiche“ Gewebemischung bietet ein sehr angenehmes Tragegefühl bei kontrolliertem Druck in alle Richtungen (längs- und querelastisches Geweb).

### CoolMax-Materialeigenschaften

**59 % Polyamid**

**41 % Elastan**

Geeignet für Maschinenwäsche bei 30 °C im Schongang mit phosphatfreier Seife – nicht schleudern und keinen Trockner verwenden.

Nähte flach und robust, nach außen liegend, Reißverschlüsse mit weicher Lasche unterlegt.

**Hoher Lichtschutzfaktor SPF 40.**

**Erhältliche Farben: Schwarz, Blau, Pink, Beige**

**Lieferzeit: ca. 7 Arbeitstage**


CE 12/03/2003

*Hände/Arme*




**BC / 400**

Handschuh – Finger-  
spitzen offen




**BC / 401**

Handschuh – offen,  
bis Ellenbogen



**BC / 402**

Handschuh – Finger-  
spitzen geschlossen




**BC / 403**

Handschuh –  
geschlossen, bis  
Ellenbogen




**BC / 405**

Handschuh – ohne  
Finger



**BC / 406**

Handschuh – ohne  
Finger, bis Ellenbogen




**BC / 404**

Zwischenfinger-  
haut-Spreizer




**BC / 407**

Fingerling / offen /  
geschlossen



**BC / 302**

Unterarm-Kompressions-  
bandage



**BC / 301**

Unter- und Ober-  
arm-Kompressions-  
bandage



# MEDICALZ® VERBRENNUNGS- CHIRURGIE

Elegance CoolMax®  
Männer und Frauen

Hände/Arme

## Material und Anwendung

### Materialanforderungen

Das MedicalZ-Gewebe ermöglicht gleichmäßigen Druck und fest definierte Kompression, abgestimmt auf die spezifischen Eingriffe. So kann das Bindegewebe gleichmäßig regenerieren und die Überproduktion von Collagen während der Maturationsphase, Hypertrophien und Kontrakturen reduziert bzw. verhindert werden.

MedicalZ-Kompressionsbekleidung berücksichtigt die Morphologie des menschlichen Körpers bei optimaler Kompression und ausgezeichnetem Tragekomfort.

### Anwendung

Die Kompressionsbekleidung sollte kontinuierlich, d.h. 24 Stunden pro Tag (entsprechend der Wundsituation), getragen werden. Es sollte so früh wie möglich mit dem Tragen der Kompressionsbekleidung begonnen werden. Die Kompression sollte so lange getragen werden, bis der Maturationsprozess abgeschlossen ist – üblicherweise nach einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten.

Damit die Kompressionsbekleidung regelmäßig gewaschen werden kann, sollte der Patient jeweils eine zweifache Ausstattung erhalten.

### Vermessung

Um einen perfekten Sitz und einen gleichmäßigen Druck der Kompressionsbekleidung/-bandagen zu gewährleisten, ist ein exaktes Vermessen der betroffenen Körperregion notwendig. Nach diesen Maßen werden die Bandagen individuell angefertigt. Für ein sicheres und einfaches Vermessen stehen standardisierte Maßblätter ([www.asclepios.de/massblaetter](http://www.asclepios.de/massblaetter)) zur Verfügung, die ein leichtes und vollständiges Maßnahmen ermöglichen.

### Pflegehinweis

Die Kompressionsbekleidung sollte nach einer Tragedauer von 24 Stunden gewaschen werden. Bei Handwäsche im lauwarmen Wasser mit Neutralseife ist dies über 1000-mal möglich.

### Garantie

Bei Einhaltung der Pflege- und Waschanleitung und einer zweifachen Ausstattung garantieren wir folgende Lebensdauer für die Kompressionsbekleidung nach Maß:

- **6 Monate** für sämtl. Kompressionsbekleidung nach Maß, ausgenommen Handschuhe und Kompressionsbekleidung nach Maß für Kinder.
- **3 Monate** für Handschuhe sowie Kompressionsbekleidung nach Maß für Kinder unter 16 Jahren.

### Optimale Feuchtigkeitsregulierung

Dem unübertroffenen Tragekomfort von MedicalZ CoolMax® liegt die optimale Regulierung der Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche sowie die Regulierung der Körpertemperatur zugrunde. Die neuartige „weiche“ Gewebemischung bietet ein sehr angenehmes Tragegefühl bei kontrolliertem Druck in alle Richtungen (längs- und querelastisches Geweb).

### CoolMax-Materialeigenschaften

**59 % Polyamid**  
**41 % Elastan**

Geeignet für Maschinenwäsche bei 30 °C im Schongang mit phosphatfreier Seife – nicht schleudern und keinen Trockner verwenden.

Nähte flach und robust, nach außen liegend, Reißverschlüsse mit weicher Lasche unterlegt.

**Hoher Lichtschutzfaktor SPF 40.**

**Erhältliche Farben: Schwarz, Blau, Pink, Beige**

**Lieferzeit: ca. 7 Arbeitstage**

CE 12/03/2003

## Hüfte



**BC / 500**

Shorts – Kompressions-  
hose – kurz



**BC / 501**

Panty – Kompressi-  
onshose – halblang



**BC / 502**

Kompressionshose –  
einseitig – kurz



**BC / 503**

Kompressionshose –  
lang

## Beine



**BC / 700**

Kompressions-  
strumpf – bis über  
Sprunggelenk



**BC / 701**

Kompressions-  
strumpf – bis unter  
Kniegelenk



**BC / 601**

Kompressions-  
strumpf – Fuß bis  
Oberschenkel



**BC / 603**

Kompressions-Knie-  
bandage – nach Maß



**BC / 604**

Kompressions-  
bandage Unterschenkel



**BC / 606**

Kompressionsbandage  
Oberschenkel

## Material und Anwendung

### Materialanforderungen

Das MedicalZ-Gewebe ermöglicht gleichmäßigen Druck und fest definierte Kompression, abgestimmt auf die spezifischen Eingriffe. So kann das Bindegewebe gleichmäßig regenerieren und die Überproduktion von Collagen während der Maturationsphase, Hypertrophien und Kontrakturen reduziert bzw. verhindert werden.

MedicalZ-Kompressionsbekleidung berücksichtigt die Morphologie des menschlichen Körpers bei optimaler Kompression und ausgezeichnetem Tragekomfort.

### Anwendung

Die Kompressionsbekleidung sollte kontinuierlich, d.h. 24 Stunden pro Tag (entsprechend der Wundsituation), getragen werden. Es sollte so früh wie möglich mit dem Tragen der Kompressionsbekleidung begonnen werden. Die Kompression sollte so lange getragen werden, bis der Maturationsprozess abgeschlossen ist – üblicherweise nach einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten.

Damit die Kompressionsbekleidung regelmäßig gewaschen werden kann, sollte der Patient jeweils eine zweifache Ausstattung erhalten.

### Vermessung

Um einen perfekten Sitz und einen gleichmäßigen Druck der Kompressionsbekleidung/-bandagen zu gewährleisten, ist ein exaktes Vermessen der betroffenen Körperregion notwendig. Nach diesen Maßen werden die Bandagen individuell angefertigt. Für ein sicheres und einfaches Vermessen stehen standardisierte Maßblätter ([www.asclepios.de/massblaetter](http://www.asclepios.de/massblaetter)) zur Verfügung, die ein leichtes und vollständiges Maßnahmen ermöglichen.

### Pflegehinweis

Die Kompressionsbekleidung sollte nach einer Tragedauer von 24 Stunden gewaschen werden. Bei Handwäsche im lauwarmen Wasser mit Neutralseife ist dies über 1000-mal möglich.

### Garantie

Bei Einhaltung der Pflege- und Waschanleitung und einer zweifachen Ausstattung garantieren wir folgende Lebensdauer für die Kompressionsbekleidung nach Maß:

- **6 Monate** für sämtl. Kompressionsbekleidung nach Maß, ausgenommen Handschuhe und Kompressionsbekleidung nach Maß für Kinder.
- **3 Monate** für Handschuhe sowie Kompressionsbekleidung nach Maß für Kinder unter 16 Jahren.

### Optimale Feuchtigkeitsregulierung

Dem unübertroffenen Tragekomfort von MedicalZ CoolMax® liegt die optimale Regulierung der Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche sowie die Regulierung der Körpertemperatur zugrunde. Die neuartige „weiche“ Gewebemischung bietet ein sehr angenehmes Tragegefühl bei kontrolliertem Druck in alle Richtungen (längs- und querelastisches Geweb).

### CoolMax-Materialeigenschaften

**59 % Polyamid**

**41 % Elasthan**

Geeignet für Maschinenwäsche bei 30 °C im Schongang mit phosphatfreier Seife – nicht schleudern und keinen Trockner verwenden.

Nähte flach und robust, nach außen liegend, Reißverschlüsse mit weicher Lasche unterlegt.

**Hoher Lichtschutzfaktor SPF 40.**

**Erhältliche Farben: Schwarz, Blau, Pink, Beige**

**Lieferzeit: ca. 7 Arbeitstage**

CE 12/03/2003

**CREME UND AUFLAGEN**

**NARBEN-  
MANAGEMENT**

ALHYDRAN

## HOCHKONZENTRIERTE GELCREME

### Narbenbehandlung

ALHYDRAN wurde speziell zur Bekämpfung verschiedener Hautprobleme entwickelt.

Die Wirksamkeit der feuchtigkeitsregulierenden Creme ist klinisch getestet und überzeugt seit vielen Jahren Nutzer:innen.

**30 ml**  
20-10030

**100 ml**  
20-10100

**250 ml**  
20-10250

**59 ml mit LSF 30**  
20-20059 SPF 30



Hautreizungen und Hautprobleme treten häufig auf, weil unsere Hautbarriere beschädigt ist, übermäßig viel Feuchtigkeit verliert und Bakterien bis in die tiefliegenden Hautschichten eindringen können.

ALHYDRAN liefert nicht nur Feuchtigkeit, sondern unterstützt die Haut auch dabei, die beschädigte Hautbarriere wieder aufzubauen. Das Geheimnis von ALHYDRAN ist der hochkonzentrierte Anteil frischer Aruba Aloe Vera.

# HOCHKONZENTRIERTE GELCREME

*Flyer mit Gratisprobe*

Flyer für Ihre Kunden jetzt unter [info@asclepios.de](mailto:info@asclepios.de) anfragen!

**WAS IST ALHYDRAN?**

ALHYDRAN ist DAS Multitalent zur Regeneration schutzbedürftiger Haut. Die Creme dringt tief in die Haut ein und verbessert das Hautbild von innen heraus. Das frische Aloe-vera-Gel versorgt Ihre Haut dabei anhaltend mit Feuchtigkeit.



Die ALHYDRAN-Cremereihe wurde speziell zur Behandlung verschiedener Hautprobleme entwickelt. Die Wirksamkeit der feuchtigkeitregulierenden Creme ist klinisch getestet und überzeugt seit vielen Jahren Ärztinnen und Ärzte ebenso wie Patientinnen und Patienten.

Mehr erfahren Sie unter [www.alhydran.de](http://www.alhydran.de)

**WIE FUNKTIONIERT ALHYDRAN?**

Hautreizungen und Hautprobleme treten häufig auf, weil unsere Hautbarriere beschädigt ist. ALHYDRAN liefert nicht nur Feuchtigkeit, sondern unterstützt die Haut auch dabei, die beschädigte Hautbarriere wieder aufzubauen.

Das Geheimnis von ALHYDRAN ist der hohe Anteil an frischem Aloe-vera-Gel aus Aruba. Das Aloe-vera-Gel verleiht der Creme feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und eine Milde, die besonders für geschädigte und empfindliche Haut geeignet ist.

**ALHYDRAN HILFT GEBEN**



Juckreiz und Schmerzen	Ekzeme	Gereizte Haut nach Bestrahlung	Trockene und gereizte Haut
Gereizte Haut nach keratolytischer Keratose	Narben	Verbrennungen/Sonnenbrand	Gereizte Haut nach Laserbehandlung

**ALHYDRAN SPECIAL CARE**

<b>Anti Itch Care</b> Lindert und verhindert Juckreiz	<b>Cracked Dry Skin</b> Beruhigt trockene Haut sofort	<b>Eczema Care</b> Reduziert Beschwerden von Ekzemen	<b>Barrier Repair Care</b> Repariert und stärkt die Hautbarriere
<b>Anti Itch Care</b> Hydriert die Haut langanhaltend	<b>Cracked Dry Skin</b> Repariert trockene Haut langfristig	<b>Eczema Care</b> Macht die Haut spürbar weicher	<b>Barrier Repair Care</b> Reduziert Irritationen und Rötungen
<b>Anti Itch Care</b> Kühlt die Haut sofort	<b>Cracked Dry Skin</b> Hydriert die Haut	<b>Eczema Care</b> Reduziert Rötungen	<b>Barrier Repair Care</b> Beruhigt gestresste Haut



*Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie ALHYDRAN!*

**ALHYDRAN**  
Gratisprobe

Sie möchten mehr?  
Bestellen Sie unter [www.alhydran.de](http://www.alhydran.de)

**JETZT BESTELLEN**

[www.alhydran.de](http://www.alhydran.de)

0 76 85 - 90 93 33

Scan Me



**PRODUKTÜBERSICHT**



<b>ALHYDRAN</b> Verfügbare Größen: 30 ml 100 ml 250 ml	<b>ALHYDRAN</b> mit Lichtschutzfaktor 30 59 ml
<b>ALHYDRAN</b> Anti Itch Care 59 ml	<b>ALHYDRAN</b> Barrier Repair Care 59 ml
<b>ALHYDRAN</b> Eczema Care 59 ml	<b>ALHYDRAN</b> Cracked Dry Skin Care 59 ml

**ALHYDRAN**



Asclepios GmbH  
Am Stollen 6/1, 79261 Gutach  
Tel. 07685 90933-3  
Fax 07685 90933-4  
info@asclepios.de  
www.asclepios.de

**asclepios**  
Medizintechnik



**ALHYDRAN**

Die Creme zur Linderung Ihrer Hautbeschwerden

Egal ob trockene, gereizte Haut, Verbrennungen, Narben oder Ekzeme - ALHYDRAN hilft.

Mit 45 % frischem Aloe-vera-Gel

**asclepios**  
Medizintechnik



## ALHYDRAN SPECIAL CARE

### *Crème zur Nachsorge und Regeneration*

Die ALHYDRAN-Cremereihe wurde speziell zur Bekämpfung verschiedener Hautprobleme entwickelt.

Die Wirksamkeit der feuchtigkeitsregulierenden Creme ist klinisch getestet und überzeugt seit vielen Jahren Nutzer:innen.

#### **Anti Itch Care – 59 ml**

20-31050 Anti Itch Care

#### **Barrier Repair Care**

20-32050 Barrier Repair Care

#### **Cracked Dry Skin Care**

20-33050 Cracked Dry Skin Care

#### **Eczema Care**

20-34050 Eczema Care



**frei von  
Hormonen**

**frei von  
Parfüm**

**hypoallergen**

**für alle Haut-  
typen geeignet**

**tierversuchsfrei**

**klinisch  
getestet**



# ALHYDRAN SPECIAL CARE

*Flyer mit Gratisprobe*

Flyer für Ihre Kunden jetzt unter [info@asclepios.de](mailto:info@asclepios.de) anfragen!



## ANTI ITCH CARE

- Lindert und verhindert Juckreiz
- Hydriert die Haut langanhaltend
- Kühlt die Haut sofort



## CRACKED DRY SKIN CARE

- Lindert und verhindert Juckreiz
- Hydriert die Haut langanhaltend
- Kühlt die Haut sofort



## ECZEMA CARE

- Reduziert Beschwerden von Ekzemen
- Macht die Haut spürbar weicher
- Reduziert Rötungen



## BARRIER REPAIR CARE

- Repariert und stärkt die Hautbarriere
- Reduziert Irritationen und Rötungen
- Beruhigt gestresste Haut

## **BAP SCARCARE GEL**

### *Silikongel – Narbenbehandlung*

BAPSCARCARE ist ein schnell trocknendes, nicht fettendes Silikongel, das zusätzlich mit Vitamin E angereichert wurde.

Das Silikongel eignet sich besonders für Behandlungen im Gesicht, am Hals oder an den Händen.

**20 ml**  
70-1020-1

**10 ml mit LSF 40**  
60-1010-1 SPF 40



BAPSCARCARE reduziert Größe und Sichtbarkeit des Narbengewebes. Die Narbe wird flacher, weicher und unauffälliger.

BAPSCARCARE wirkt außerdem vorbeugend gegen weitere Narbenbildung.

BAPSCARCARE kann bei

- Narben
- Brandwunden
- Operationsverletzungen
- Unfallverletzungen eingesetzt werden.

# BAP SCARCARE GEL

Silikongel – Narbenbehandlung

Flyer für Ihre Kunden jetzt unter [info@asclepios.de](mailto:info@asclepios.de) anfragen!

<p><b>PRODUKTÜBERSICHT</b></p>  <p>BAPSCARCARE Verfügbar in 20 ml</p> <p>BAPSCARCARE Lichtschutzfaktor 40 Verfügbar in 10 ml</p> <p><b>JETZT BESTELLEN</b></p> 	<p><b>BAPSCARCARE</b> Professional scar treatment</p> 	 <p><b>BAPSCARCARE</b> Professional scar treatment</p> <p>Das Silikongel zur Behandlung und Vorbeugung von Narben</p> <p>Ihre Silikontherapie für flachere, weichere und unauffälligere Narben.</p>
<p><a href="http://www.asclepios.de/bap-narbengel">www.asclepios.de/bap-narbengel</a></p> <p>0 76 85 - 90 93 33</p>	<p>Asclepios GmbH Am Stollen 6/1, 79261 Gutach Tel. 07685 90933-3 Fax 07685 90933-4 <a href="mailto:info@asclepios.de">info@asclepios.de</a> <a href="http://www.asclepios.de">www.asclepios.de</a></p> 	

<p><b>WAS IST BAPSCARCARE?</b></p> <p>Mit einer Narbe kommen häufig Hautprobleme wie schmerzhafter Juckreiz, unangenehme Rötungen oder ein ziehendes Gefühl einher. Diese Beschwerden können die Lebensqualität stark beeinflussen. Um so wichtiger ist es, von Beginn an die richtige Narbenbehandlung anzuwenden.</p> <p>BAPSCARCARE ist ein schnell trocknendes, nicht fettendes Silikongel, das zusätzlich mit Vitamin E angereicht wurde.</p> <p>Mehr erfahren Sie unter <a href="http://www.asclepios.de/bap-narbengel">www.asclepios.de/bap-narbengel</a></p>	<p><b>WAS IST BAPSCARCARE?</b></p> <p>BAPSCARCARE reduziert Größe und Sichtbarkeit des Narbengewebes. Die Narbe wird flacher, weicher und unauffälliger. BAPSCARCARE wirkt außerdem vorbeugend gegen weitere Narbenbildung.</p> <p><b>BAPSCARCARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zieht schnell ein, ohne zu kleben</li> <li>• lässt ein samtweiches Gefühl auf der Haut zurück</li> <li>• kann auch auf vielbewegte Stellen (z.B. Gelenke) aufgetragen werden</li> <li>• eignet sich insbesondere für kleine Narben und Narben im Gesicht oder auf dem Hals</li> </ul>	 <p><b>LICHTSCHUTZFAKTOR 40</b></p> <p>Strapazierte, neue und dünne Haut muss besonders stark vor schädlicher UV-Strahlung geschützt werden. BAPSCARCARE GEL mit Lichtschutzfaktor 40 bietet diesen Schutz.</p> <p>Dennoch ist es wichtig, die Narben möglichst wenig der Sonne auszusetzen und schützende Kleidung zu tragen.</p>
 <p><b>ALLE BAPSCARCARE-PRODUKTE SIND</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frei von Parabenen</li> <li>• frei von Parfüm</li> <li>• für alle Hauttypen geeignet</li> <li>• tierversuchsfrei</li> <li>• klinisch getestet</li> </ul>	<p>Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie BAPSCARCARE</p> <p><b>BAPSCARCARE</b> Gratisprobe</p> <p>Sie möchten mehr? Bestellen Sie unter <a href="http://www.asclepios.de/bap-narbengel">www.asclepios.de/bap-narbengel</a></p>	<p><b>BAPSCARCARE GEL IST FÜR 99% DER BEFRAGTEN DIE NUMMER 1 IN ANWENDUNG UND KOMFORT.</b></p>  <p><small>[Studie: In der Studie wurden 100 Teilnehmerinnen befragt: „Welches Silikon-Gel (A oder B) würden Sie für eine Narbenbehandlung wählen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.“ Die Produktverpackungen wurden verdeckt. Die Silikon-Gele wurden aufeinanderfolgend angewendet, damit die Befragten den Unterschied spüren konnten. Die Gruppe der Befragten bestand aus plastischen Chirurgen, Dermatologen, Haut-Therapeuten, Wund-Krankenschwestern und zufälligen Probanden.]</small></p>



Narbenmanagement  
Medipatch

MP/006/007/  
001/002

*Folie, selbstklebend*

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen*



**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**

Medipatch besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

MedicalZ Medipatch hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird das Patch direkt nach dem Wundverschluss aufgelegt und in

Kombination mit Kompressionsbekleidung oder einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten.

*Folie, selbstklebend*

Artikelnummer	Größe	Dicke
MP / 006 S1	5 x 8 cm	1 mm (auf Gewebe)
MP / 006 S2	10 x 15 cm	1 mm (auf Gewebe)
MP / 006 S3	20 x 20 cm	1 mm (auf Gewebe)
MP / 006 S4	30 x 40 cm	1 mm (auf Gewebe)
MP / 006 S5	40 x 50 cm	1 mm (auf Gewebe)
MP / 007	Ø 7 cm	1 mm (auf Gewebe)
MP / 007 H	Ø 7 cm	1 mm (auf Gewebe mit Ausschnitt)
MP / 001 S1	5 x 8 cm	3 mm (auf Gewebe)
MP / 001 S2	10 x 15 cm	3 mm (auf Gewebe)
MP / 001 S3	20 x 20 cm	3 mm (auf Gewebe)
MP / 001 S4	30 x 40 cm	3 mm (auf Gewebe)
MP / 001 S5	40 x 50 cm	3 mm (auf Gewebe)
MP / 002	Ø 7 cm	3 mm (auf Gewebe)
MP / 002 H	Ø 7 cm	3 mm (auf Gewebe mit Ausschnitt)


Achtung: Medipatch darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999  
CE 25/05/2007

*Folie, selbstklebend*

*Erhältlich in  
verschiedenen Dicken*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



MedicalZ Mammopatch hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird das Patch direkt nach dem Wundverschluss aufgelegt und in

Kombination mit Kompressionsbekleidung oder einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten.

*Folie, selbstklebend*

---

Artikelnummer	Dicke
MP / 008	1 mm (auf Gewebe)
MP / 002	3 mm (auf Gewebe)

Mammopatch besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Mammopatch darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999  
CE 25/05/2007

*Folie, selbstklebend*

*Erhältlich in  
verschiedenen Dicken*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



MedicalZ Abdopatch hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird das Patch direkt nach dem Wundverschluss aufgelegt und in

Kombination mit Kompressionsbekleidung oder einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten.



*Folie, selbstklebend*

---

Artikelnummer	Dicke
MP / 009	1 mm (auf Gewebe)
MP / 004	3 mm (auf Gewebe)

Abdopatch besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Abdopatch darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999  
CE 25/05/2007

*Folie, selbstklebend*

*Erhältlich in  
verschiedenen Dicken*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



MedicalZ Cesarpatch hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird das Patch direkt nach dem Wundverschluss aufgelegt und in

Kombination mit Kompressionsbekleidung oder einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten.

*Folie, selbstklebend*

---

Artikelnummer	Dicke
MP / 010	1 mm (auf Gewebe)
MP / 005	3 mm (auf Gewebe)

Cesarpatch besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Cesarpatch darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999  
CE 25/05/2007

## *Fingerlinge lang*

---

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Der GelZ-Fingerling hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird der Fingerling zur Prävention direkt nach dem Wundverschluss oder

bei ersten Anzeichen einer hypertrophen Narbe angewendet. Optional kann der Fingerling mit einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten werden.

## *Fingerlinge lang*

Artikelnummer	Größe	Umfang		
MG / 001 S1	S	Umfang 37 mm / Ø 11 mm	offen, auf Gewebe Länge 240 mm	
		Umfang 42 mm / Ø 14 mm		
MG / 001 S2	M	Umfang 42 mm / Ø 14 mm		
		Umfang 47 mm / Ø 17 mm		
MG / 001 S3	L	Umfang 47 mm / Ø 17 mm		
		Umfang 50 mm / Ø 22 mm		
MG / 002 S1	S	Umfang 37 mm / Ø 11 mm		geschlossen, auf Gewebe Länge 240 mm
MG / 002 S2	M	Umfang 42 mm / Ø 14 mm		
MG / 002 S3	L	Umfang 47 mm / Ø 17 mm		
MG / 002 S4	XL	Umfang 51 mm / Ø 20 mm		

Der GelZ-Fingerling besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Der GelZ-Fingerling darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999

## *Fingerlinge kurz*

---

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Der GelZ-Fingerling (kurz) hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird der Fingerling zur Prävention direkt nach dem Wundverschluss

bei ersten Anzeichen einer hypertrophen Narbe angewendet. Optional kann der Fingerling mit einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten werden.

## *Fingerlinge kurz*

---

Artikelnummer	Größe	Umfang	
CAPU 1S1	S	Umfang 30 – 50 mm	geschlossen, auf Gewebe Länge 50 mm
CAPU 1S2	M	Umfang 50 – 70 mm	
CAPU 1S3	L	Umfang 70 – 85 mm	
CAPU 1S4	XL	Umfang 85 – 95 mm	

Der GelZ-Fingerling besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Der GelZ-Fingerling darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgelegt werden.

CE 22/04/1999

## *Folie, mit Gewebe beschichtet*

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Die GelZ-Folie hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird das Patch direkt nach dem Wundverschluss aufgetragen und in Kombination

mit Kompressionsbekleidung oder einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten.

*Folie, mit Gewebe beschichtet*

---

Artikelnummer	Größe
MG / 003 S1	10 x 10 cm
MG / 003 S2	20 x 20 cm
MG / 003 S3	30 x 40 cm
MG / 003 S4	40 x 50 cm

Die GelZ-Folie besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Die GelZ-Folie darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999

## *Elastische Manschetten, mit Gewebe beschichtet*

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Die GelZ-Manschette hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird die Manschette direkt nach dem Wundverschluss angelegt.

Optional kann die Manschette mit einem hypoallergenen Verband an Ort und Stelle gehalten werden.

## *Elastische Manschetten, mit Gewebe beschichtet*

---

Artikelnummer	Größe	Umfang
MG / 004 S1	1	12 – 18 cm
MG / 004 S2	2	18 – 25 cm
MG / 004 S3	3	25 – 32 cm
MG / 004 S4	4	32 – 45 cm
MG / 004 S5	5	45 – 55 cm

Die GelZ-Manschette besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Die GelZ-Manschette darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgebracht werden.

CE 22/04/1999

## *Kinnbandage*

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Die GelZ-Kinnbandage hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird die Kinnbandage zur Prävention direkt nach dem Wundverschluss

oder bei ersten Anzeichen einer hypertrophen Narbe angelegt.

## Kinnbandage

---

Artikelnummer	Größe
MG / 005 A	Für Erwachsene
MG / 005 C	Für Kinder

Die GelZ-Kinnbandage besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Die GelZ-Kinnbandage darf nicht auf nässende oder infizierte Wunden, verletzte oder geschädigte Haut aufgelegt werden.

CE 22/04/1999

## Handschuh

*Erhältlich in  
verschiedenen Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Die GelZ-Kinnbandage hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Hierfür wird der Handschuh zur Prävention direkt nach dem Wundverschluss oder

bei ersten Anzeichen einer hypertrophen Narbe angelegt.

## Handschuh

---

Artikelnummer	Größe Handfläche
MG / 006 S1	19 – 21,5 cm
MG / 006 S2	21,6 – 24 cm
MG / 006 S3	24,1 – 27 cm

Der GelZ-Handschuh besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Der GelZ-Handschuh darf nicht auf nässenden oder infizierten Wunden, verletzter oder geschädigter Haut getragen werden.

CE 22/04/1999

## *Sternum-Kompressor mit Geleinlage*

*Erhältlich in  
zwei Größen.*

**Verhindert hypertrophe  
Narbenbildung unabhängig  
von der Ursache (Operation,  
Trauma, Verbrennung ...)**



Der Sternum-Kompressor mit Geleinlage hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben im Sternum-Bereich zu verhindern.

## *Sternum-Kompressor mit Geleinlage*

---

Artikelnummer	Größe
MG / 007 W	Für Frauen
MG / 007 M	Für Männer

Die Geleinlage des Sternum-Kompressors besteht aus einer Verbindung eines Copolymers und eines Mineralöls der Klasse H1.

Achtung: Der Sternum-Kompressor mit Geleinlage darf nicht auf nässenden oder infizierten Wunden, verletzter oder geschädigter Haut getragen werden.

CE 22/04/1999

**KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG**

**ACCESSOIRES**

## *Sternum-Kompressor*



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Sternum**

Der Sternum-Kompressor ermöglicht einen gleichmäßigen Druck auf dem gesamten Sternumbereich.

So kann die hypertrophe Narbenbildung verhindert werden.

**Materialzusammensetzung:**

79 % Polyamid

21 % Elasthan

## *Sternum-Kompressor*

---

### **Einheitsgröße jeweils für Männer und Frauen**

**Die Kompression wird mit dem Schulter-Klettverschluss und dem seitlichen Klettverschluss eingestellt. Wenn der Brustbereich besonders konkav ist, ermöglicht das optionale Einsetzen einer Schaumstoffpelotte eine zusätzliche Kompression.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

*Press-Lift CoolMax<sup>®</sup>*



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Kinn**



Die GelZ-Kinnbandage hilft dabei, die Bildung hypertropher Narben zu verhindern. Die Kinnbandage zur Prävention direkt nach dem Wundverschluss anlegen.

Materialzusammensetzung:

50 % Polyamid

32 % Polyester

18 % Elasthan

*Press-Lift CoolMax<sup>®</sup>*

---

Artikelnummer	Halsumfang	Kopfumfang
AC / 002.A1	30 – 35 cm	56 – 63 cm
AC / 002.A2	36 – 41 cm	64 – 58 cm
AC / 002.A3	42 – 47 cm	69 – 72 cm
AC / 002.E	26 – 29 cm	49 – 55 cm
AC / 002.N	22 – 25 cm	41 – 48 cm

Handwäsche in lauwarmem Wasser mit einer natürlichen Seife.  
Kein Trockner.

CE 22/04/1999

## Ohrenbandage

---



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- Ohren (nach Ohrenanlegung)



Die Ohrenbandage schützt die Ohren vor Druck, besonders in der Nacht. Die Bandage wird aus atmungsaktiven und antibakteriellen Bambusfasern hergestellt.

Materialzusammensetzung:  
100 % Bambus

## Ohrenbandage

---

Artikelnummer	Größe
AC / 003.A	Erwachsene
AC / 003.E	Kinder

Handwäsche in lauwarmem Wasser mit einer natürlichen Seife.  
Kein Trockner.

CE 22/04/1999

## Armlinge

---



Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:

- **Oberarme**



Armlinge verhindern durch den gleichmäßigen Druck postoperative Ödeme, erleichtern die Heilung und begrenzen die Hauterschaffung.

Materialzusammensetzung:  
69 % Polyester Coolmax®  
31 % Elastan

## Armlinge

---

Artikelnummer	Größe	Umfang Bizeps re + li
EC / 044.0	0	21 – 25 cm
EC / 044.1	1	25 – 29 cm
EC / 044.2	2	29 – 33 cm
EC / 044.3	3	33 – 37 cm
EC / 044.4	4	37 – 41 cm
EC / 044.5	5	41 – 45 cm
EC / 044.6	6	45 – 49 cm

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/08/2019

## Knöchelbandage



**Geeignet für die Kompression in folgenden Bereichen:**

- **Waden**
- **Knöchel**



Die Knöchelbandage bietet optimalen Komfort und Kompression am Knöchel und um den Wadenbereich.

**Materialzusammensetzung:**

74 % Polyamide

26 % Elasthan

## Knöchelbandage

---

Artikelnummer	Größe	Knöchelumfang
AC / 005.1	1	16,5 – 18,5 cm
AC / 005.2	2	18,5 – 20 cm
AC / 005.3	3	20 – 22 cm
AC / 005.4	4	22 – 24 cm
AC / 005.5	5	24 – 26 cm
AC / 005.6	6	26 – 28 cm
AC / 005.7	7	28 – 30 cm

Die angegebenen Größen entsprechen den Abmessungen vor der OP.  
**Andere Größen können nach Maß gefertigt werden.**

Maschinenwaschbar bis 30 °C. Kein Trockner.

CE 22/04/1999

*Accessoires auf Anfrage*

**AC/012**

CE 25/03/2015



Einheitsgröße

**AC/013**

**MIT KÜHLPACK**

CE 25/04/2015



Einheitsgröße

**AC/004**

CE 22/04/1999



Größe 1 2 3 4 5  
Knieumfang (cm) 33 35 37 41 46

**AC/016**

**MIT KLETTVERSCHLUSS**

CE 20/04/2018



Einheitsgröße

